

Сфера применения

Линейные ускорители компании Varian предназначены для проведения стереотаксической радиохирургии и высокоточной лучевой терапии опухолей, метастаз и других новообразований любой локализации, требующих лечения методом лучевой терапии.

Безопасность

Лучевая терапия может вызывать различные побочные эффекты в зависимости от того, какая часть тела подвергается воздействию облучения. Наиболее часто встречающиеся из них носят временный характер и могут в частности затрагивать работу дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной или репродуктивной систем, вызывать усталость, тошноту, раздражение кожи. У некоторых пациентов эти симптомы носят крайне выраженный характер. Процедуры различаются по длительности и сложности. Лучевая терапия показана не при всех видах онкологических заболеваний.

ООО «ФАБРИКА
РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ»

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:

141981, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ДУБНА,
УЛ. АКАДЕМИКА АЛЕКСЕЯ СИСАКЯНА, Д. 5

WEB-САЙТ:

FRTT.RU

E-MAIL:

INFO@FRTT.RU

ТЕЛЕФОН:

+7 495 558 63 75

©2020 ООО «Фабрика радиотерапевтической техники». Все права защищены.

Varian и Varian Medical Systems являются зарегистрированными торговыми марками, а Halcyon, RapidArc, Unique и Clinac - торговыми марками компании Varian Medical Systems, Inc. Названия любых иных упомянутых компаний или продуктов использованы исключительно в целях их идентификации и могут являться торговыми марками или охраняемыми торговыми марками иных компаний.

ДИСКЛЕЙМЕР

Приборы или отдельные их опции, указанные в данной брошюре, доступны к продаже не во всех странах. Технические характеристики и особенности могут меняться без предварительного уведомления.



Система радиотерапии Varian Unique™

от лицензированного
российского производителя

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Низкоэнергетический линейный ускоритель Unique является надежным решением с доказанной клинической и экономической эффективностью, подходящим для создания современного отделения радиотерапии.

Система позволяет применять широкий спектр технологий и методик лучевой терапии при различных локализациях.

Впервые модель Unique была представлена компанией Varian в 2009 году в двух конфигурациях – базовая Power Edition и расширенная Performance Edition. Последняя модификация с 2019 года выпускается на «Фабрике РТТ».

Преимущества системы

- Снижение требований к экранированию помещений по сравнению с высокоэнергетическими системами
- Простота и оперативность монтажа и ввода в эксплуатацию
- Лечебный стол Exact Couch с системой индексной фиксации
- Современное покрытие из углеродного волокна обеспечивает прочную опору для пациентов весом до 227 кг
- МЛК* с функцией полного перекрытия лепестков (leaf interdigitation)

*МЛК – Многолепестковый коллиматор



ООО «Фабрика РТТ» благодарит компанию Varian за предоставленные данные и изображения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

- Энергия фотонных пучков – 6 МВ
- Мощность дозы фотонного пучка – до 600 МЕ/мин
- Тип коллиматора – МЛК Millennium MLC-120
- Размер статического терапевтического поля, формируемого многолепестковым коллиматором от 0,5 x 0,5 см до 40 x 40 см
- МЛК-120 с проекцией лепестка в изоцентре (центральная часть) – 5 мм
- Диапазон вращения гентри 370°
- Функция облучения с синхронизацией на свободном дыхании
- Система портальной визуализации PortalVision aS1000
- Наличие портальной дозиметрии

Доступные методики облучения

2D и 3DCRT | IMRT | IGRT | RapidArc®



Вместе с поставкой линейного ускорителя Unique нашим заказчикам **мы предоставляем комплекс услуг**, включая клиническую и медико-физическую поддержку, консультирование по вопросам размещения аппарата в каньоне, расширенные программы обучения для пользователей.

Носоглотка

- T4N1M0
- 35x2 Гр
- 679 ME
- 6 МВ
- 600 ME/мин
- Время облучения 146 сек
- 2 дуги

ГОЛОВА И ШЕЯ


Клиническое обоснование

Рак носоглотки (NPC) — это образование злокачественной опухоли в труднодоступном для хирургического лечения месте — данное заболевание, связанное с вирусом Эпштейна-Барр, как правило характеризуется

частым возникновением локальных метастаз в лимфоузлах.

На поздней стадии первичные опухоли NPC часто располагаются вблизи важных органов (зрения или ствола головного мозга), поэтому в рамках проведения курса радиотерапии необходимо использовать методику с визуальным сопровождением, которая гарантирует максимальную точность позиционирования пациента, а также прецизионность подведения дозы облучения.


Планирование облучения



Предписание: 95% PTV_70Гр должно получить минимум 95% назначенной дозы, которая составляет 70 Гр.

	Цель планирования	Результаты
PTV_74Гр V74Гр	>95%	98.8%
PTV_70Гр V70Гр	>95%	95.7%
PTV_62Гр V62Гр	>95%	98.2%
PTV_56Гр V56Гр	V35Гр < 5%	97.3%
Ствол головного мозга	D _{макс.} <54 Гр	53,8 Гр
Спинальный мозг	D _{макс.} <45 Гр	42,0 Гр
Хиазма	D _{макс.} <62 Гр	58,7 Гр
50% левой околоушной железы	<30 Гр	56,8 Гр
50% правой околоушной железы	<30 Гр	35,1 Гр
Правый зрительный нерв	D _{макс.} <62 Гр	62,3 Гр
Левый зрительный нерв	D _{макс.} <62 Гр	61,5 Гр

МВ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Метастазы в легкие при раке толстой кишки

- 4x10 Гр
- 3092 МЕ
- 6 МВ
- 600 МЕ/мин
- Время облучения 465 сек
- 2 частичных арки


ЛЕГКИЕ

Клиническое обоснование

Метастазы в легкие – одна из самых распространенных локализаций при раке толстой кишки. Ранее пациентов с таким диагнозом лечили хирургическим путем или комплиментарно с химиотерапией.

Сегодня можно ликвидировать метастазы более безопасным, неинвазивным способом с помощью стереотаксического абляционного облучения (SABR).

Планирование облучения




Предписание: Для изодозы на уровне 90% назначается 4 фракции 10 Гр.

Результат: 99,5% PTV получило 90% назначенной дозы, которая составляет 40 Гр.

	Цель планирования	Результаты
Спинальный мозг	$D_{\text{макс.}} < 20 \text{ Гр}$	5,7 Гр
Трахея/бронхи	$D_{\text{макс.}} < 40 \text{ Гр}$	20,6 Гр
Сердце	$V10\text{Gy} < 25\%$	16,3%
Легкое R-PTV	$D_{\text{среднее}} < 10 \text{ Гр}$	8,6 Гр

МВ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Контуры главных дыхательных путей позволяют легко соотнести каждое ортогональное мегавольтное изображение с соответствующей ЦРР.*

* ЦРР – цифровая реконструктивная радиограмма.

ООО «Фабрика РТТ» благодарит Prince of Wales Hospital, Гонконг за предоставленные данные и изображения.

Инвазивная проточная карцинома левой и правой молочных желез


- T1-2N0M0
- 25x2 Гр для всего объема молочной железы
- 1038 ME
- 6 MB
- 600 ME/мин
- Время облучения: 52 сек на арку
- 2 арки

БИЛАТЕРАЛЬНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Клиническое обоснование

Несмотря на то, что синхронное билатеральное облучение молочных желез выполняется нечасто, оно сопровождается воздействием на легкие и сердце, а большой облучаемый объем является особой проблемой. Для того, чтобы свести дискомфорт для пациента к минимуму, рекомендуется проводить сеанс лучевой терапии за минимальное время с помощью технологии RapidArc®.

Планирование облучения




Предписание: 95% всего объема молочных желез, за исключением ложа опухоли, должно получить не менее 95% назначенной дозы. 98% ложа опухоли должно получить не менее 95% назначенной дозы.

Результат: 95% всего объема молочных желез, за исключением ложа опухоли, получило 95% назначенной дозы. 98% ложа опухоли получило 94,3% назначенной дозы.

	Цель планирования	Результаты
Левое и правое легкое	V20Гр < 22%	<10%
	D _{среднее} < 15 Гр	10,4 Гр
Сердце	V40Gy < 2%	0%
	D _{среднее} <10 Гр	8 Гр

МВ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ ПОД ВИЗУАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ



РАСШИРЕННАЯ СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ PORTALVISION

PortalVision объединяет в себе высококачественную систему визуализации, помогающую с высокой точностью определить положение опухоли и программное обеспечение, с помощью которого возможно корректировать положение пациента во время процедуры путем сопоставления полученных MV-изображений.

При этом все необходимые действия, касающиеся позиционирования лечебного стола, специалист может проводить дистанционно из пультовой.

Кроме того, на основе полученных MV-изображений во время процедуры применяется методика IGRT (Image Guided Radiotherapy), которая обеспечивает высокую точность облучения злокачественных новообразований и минимизирует риск повреждения здоровых тканей.

Все эти меры обеспечивают улучшенный визуальный контроль, высокую точность и скорость проведения процедуры, учитывая форму, размер и локализацию опухоли.

СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ PORTAL VISION AS1000

ШАГ 1

Автономное включение детектора для получения изображения, необходимого для лечения.

ШАГ 2

Получение изображения до, во время или после процедуры лечения.

ШАГ 3

Сопоставление полученного изображения с исходным ЦРР.

ШАГ 4

Автоматическая коррекция положения пациента на лечебном столе на основе полученных данных.

ШАГ 5

Автоматическое сохранение полученных изображений для дальнейшего использования.

ШАГ 6

Полученные изображения могут быть утверждены лечащим врачом и заблокированы для дальнейшей коррекции.

ООО «ФАБРИКА РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ»

Российское предприятие по выпуску высоко- и низкоэнергетических медицинских линейных ускорителей

На основании лицензионного соглашения с компанией Varian Medical Systems (США) – ведущим мировым производителем оборудования для радиотерапии, радиохирургии и протонной терапии – «Фабрика РТТ» осуществляет производство медицинских ускорителей, соответствующих всем клиническим потребностям отделения лучевой терапии.

Проект локализации производства в России реализован с целью удовлетворения спроса онкологических ЛПУ* на современную и доступную технику для лучевой терапии в рамках национального проекта «Здравоохранение» и выполнения требований госпрограммы по импортозамещению в медицинской промышленности.

С 2019 года на предприятии осуществляется выпуск линейных ускорителей Varian последнего поколения С-серии — Clinac® iX и Unique™.

В 2021 году «Фабрика РТТ» запустила производство системы радиотерапии HALCYON®.

Наряду с производственной деятельностью «Фабрика РТТ» является авторизованным дистрибьютором всей продукции Varian в России, включая системы радиотерапии Varian TrueBeam® и Varian Edge®, предлагая комплексные решения по переоснащению отделения радиотерапии техникой отечественного и зарубежного производства.

*ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВЫПУСКАЕМЫХ АППАРАТОВ



СИСТЕМА РАДИОТЕРАПИИ HALCYON



НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ UNIQUE



ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ CLINAC iX

